



ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ Προσφορές

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Μικαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27,

Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100

e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr



ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2023



Biodentine™

Υποκατάστατο οδοντίνης με 9 ενδείξεις συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας διατήρησης της ζωτικότητας του πολφού και της βιοενεργής έμφραξης των βαθιών κοιλοτήτων



BioRoot™ RCS

Απλή και γρήγορη τεχνική Πάνω από 95% κλινική επιτυχία. Τεχνική ενός κύριου κώνου γουταπέρκας και του BioRoot™ RCS, ύστερα από 12 μήνες με αποτελέσματα ισοδύναμα με εκείνα της κάθετης συμπύκνωσης με εμφρακτικό υλικό οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης



Έμφραξη ριζικών σωλήνων

Το Biodentine™ σώζει τον πολφό ΑΚΟΜΗ και όταν υπάρχουν ενδείξεις και συμπτώματα μη αναστρέψιμης πολφίτιδας*



Το Biodentine™ φέρνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα για τη θεραπεία περίπου των 85% κλινικών** περιστατικών μη αναστρέψιμης πολφίτιδας:

- Η θεραπεία του ζωντανού πολφού επιτρέπει τον καθολικό σχηματισμό γεφυρών οδοντίνης
- Με τη θεραπεία ελάχιστης παρέμβασης διατηρείται ο οδοντικός ιστός
- Άμεση ανακούφιση από τον πόνο για την άνεση του ασθενή σας
- Διαδικασία βιοενεργής έμφραξης με ευκολότερο πρωτόκολλο

ACTIVE BIOSILICATE TECHNOLOGY



1x Biodentine (15 κάψουλες) €270,00



+ ΔΩΡΟ

R4+ Διάλυμα χλωρεξιδίνης 2%, αξίας €92,00

2x Biodentine (2 x 15 κάψουλες)

συνολικής αξίας €540,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 30% στον ΔΟΝΗΤΗ

ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ, δηλαδή από €340,00 στα €238,00



Αξία €117,00

Με κάθε αγορά Biodentine ΔΩΡΟ

σε ηλεκτρονική μορφή το πρώτο βιβλίο του είδους του, με τίτλο: «Biodentine™: Properties and Clinical Applications» είναι αφιερωμένο στα χαρακτηριστικά του υλικού και στις πολλαπλές εφαρμογές του. Ένας οδηγός, τον οποίο επιμελήθηκε ο διάσημος καθηγητής Imad About.

*αν αιμόσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί μετά την πολφοτομή, ακολουθεί πολφεκτομή και ενδοδοντική θεραπεία για να αποκατασταθεί το δόντι (ESE Position Paper, Duncan et al. 2017). ** Taha et al.2018

Το BioRoot™ RCS είναι υδρόφιλο: ρέει στα οδοντινοσωληνάρια και στους πλάγιους ριζικούς σωλήνες

Κρυστάλλωση κατά την πήξη του υλικού: χημικός δεσμός με την οδοντίνη και ερμητική έμφραξη

Γουταπέρκα: μαλακός πυρήνας σε περίπτωση που απαιτείται επανάλωση της θεραπείας

Βιοδραστικότητα: Υποστηρίζει την περιακρορριζική επούλωση

Το BioRoot™ RCS: έχει μόνο οφέλη

Κλινικές απαιτήσεις:

- Ερμητική πλάγια και ακρορριζική έμφραξη
- Επιτυγχάνεται μια 3 διαστάσεων ερμητική έμφραξη δίχως συμπίεση.
- Περιορίζει την ανάπτυξη των βακτηρίων
- Η μέγιστη απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου που οδηγεί σε αύξηση του pH (> 11).
- Δεν συρρικνώνεται
- Υλικό δίχως ρητίνη, διατηρεί την ποιότητα της έμφραξης με την πάροδο του χρόνου.

Λειτουργικές απαιτήσεις:

- Απλή & εύκολη τεχνική έμφραξης των ριζικών σωλήνων
- Χωρίς καμπύλη μάθησης.
- Γρήγορος χρόνος εφαρμογής
- Μέσω της τοποθέτησης ενός μόνο κώνου
- Αποτελεσματική τεχνική συγκριτικά με το κόστος
- Δεν χρειάζεται να αγοράσετε επιπλέον εξοπλισμό, μειωμένο κόστος για την κάθε έμφραξη.
- Εύκολη η επανάλωση της θεραπείας
- Διάλυση της γουταπέρκας με ευκάλυπτο και απομάκρυνση της έμφραξης με τα ενδοδοντικά εργαλεία.



Συσκευασία:
15 gr σκόνης φιάλη
και 35 μονές
δόσεις υγρού

€235,00



ΔΩΡΟ

Canal+ Cream

αξίας €63,00



Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Clearfil™ DC Core Plus Kit

Σύστημα διπλού πολυμερισμού για την συγκόλληση αξόνων και την κατασκευή κολοβωμάτων

Εύκολο! Δυνατό! Έμπιστο! Η απόλυτη αίσθηση των υλικών κατασκευής κολοβωμάτων

Όταν εξασκούμε την επανορθωτική οδοντιατρική, η δημιουργία μιας ποιοτικής συγκόλλησης άξονα και ανασύστασης κολοβωμάτων συχνά εμφανίζει έναν υψηλό βαθμό δυσκολίας και τεχνικής ευαισθησίας.




€127,40

Πλεονεκτήματα

- Ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος αποσυγκόλλησης και κατάγματος της ρίζας λόγω του κατάλληλου μέτρου ελαστικότητας παρόμοιο με της οδοντίνης. Μέτρο ελαστικότητας 6-10 GPa
- Εύχρηστο, Διαθέσιμος χρόνος εργασίας 3 λεπτά.
- Σύνθετη ρητίνη διπλού πολυμερισμού (φωτοπολυμεριζόμενη με ιδιότητες της χημικώς πολυμεριζόμενης)
- Άμεση εφαρμογή με τη σύριγγα αυτόματης ανάμιξης
- Ακτινοσκιερό.

Αντοχή στην κάμψη

Το CLEARFIL™ DC CORE PLUS δείχνει υψηλότερη αντοχή στην κάμψη σε σχέση με τα διάφορα άλλα υλικά κατασκευής κολοβωμάτων.



Πηγή: Dr. C. J. Kleverlann, Ακαδημαϊκό κέντρο οδοντιατρικής Άμστερνταμ, Ολλανδία.

*Δεν αποτελεί εμπορικό σήμα της Kuraray Co. Ltd

Συσκευασία Clearfil™ DC Core Plus Kit

Διατίθεται σε 2 αποχρώσεις Οδοντίνη & Λευκό. Το σετ περιλαμβάνει σύριγγα (17.9g/9ml) στη ζητούμενη απόχρωση, συγκολλητικό παράγοντα Clearfil Universal Bond Quick (1ml), 20 ρύγχη ανάμιξης, 10 ρύγχη οδηγού (L), 10 ρύγχη οδηγού (S), 50 endo applicators και παρελκόμενα

abrasive technology

Μια πλήρης σειρά αξόνων ενισχυμένων με ίνες πολυμερούς για μυλοριζικές αποκαταστάσεις κολοβωμάτων

- Ανατομικά
- Κυλινδρικά
- Μήκος: 19 mm
- Χρωματική κωδικοποίηση
- Διάμετρος: 0,8, 1,0, 1,2, 1,4, 1,6 mm
- Κωνικότητα: 3
- Βιομηχανικά προσιλιανοποιημένοι

Διατίθενται και μεμονωμένες συσκευασίες αξόνων



Carbopost®

Συσκευασία 20 τεμάχια και 4 τρύπανα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%


τώρα €116,10 από €129,00

Snowlight®

Συσκευασία 20 τεμάχια και 4 τρύπανα

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

τώρα €167,40 από €186,00



ΔΩΡΟ μια ρητίνη Clearfil™ Majesty ES-2 Universal U (1,2 gr), αξίας €22,10

Με την αγορά 2 συσκευασιών Clearfil DC Core kit

ΔΩΡΟ μια συσκευασία 10 τεμ. Snowlight χωρίς τρυπάνι αξίας €63,00

TIPS



Χρησιμοποιήστε ενδοστοματικά το KATANA™ Cleaner πριν τη συγκόλληση για την καθαρισμό και απομάκρυνση επιμόλυνσης του ριζικού σωλήνα ώστε να βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα της συγκόλλησής σας

€22,00

€100,00

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



Ανταλλακτική πάστα Clearfil™ DC Core Plus Dentine ή White (17.9 g / 9 ml), 20 mixing tips, 10 guide tips (L), 10 guide tips (S)



Miraject® Endotec Luer

Αμβλείες βελόνες με πλάγια διανομή

- Η πλάγια διανομή δεν προσδίδει πίεση στο ακρορρίζιο
- Ιδανικές και για περιοδοντικούς θυλάκους χωρίς να τραυματίζεται ο μαλακός ιστός
- Σε αποστειρωμένη συσκευασία των 25 τεμ
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Συσκευασία 25 τεμ.	Κωδ.	€*
Miraject Endotec Luer	ø 0,8 mm, μήκους 25 mm	254 216 47,00
Miraject Endotec Luer	ø 0,6 mm, μήκους 25 mm	254 217 47,00
Miraject Endotec Luer	ø 0,5 mm, μήκους 25 mm	254 218 47,00
Miraject Endotec Luer	ø 0,4 mm, μήκους 25 mm	254 228 47,00
Miraject Endotec Luer	ø 0,3 mm, μήκους 25 mm	254 219 47,00



Miraject® PL Super

Κοντές βελόνες εφαρμογής

- Για την εφαρμογή υγρών, γέλης και για τους διακλυσμούς ευρέων ριζικών σωλήνων
- Αποστειρωμένη συσκευασία
- Εύκαμπτες
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%



Miraject® Endo Luer

Μακριές βελόνες

- Ιδανική για την ενδοδοντία (διακλυσμός ριζικών σωλήνων)
- Για σύριγγες με σύνδεση τύπου Luer
- Σε 2 ιδανικά μεγέθη 30g και 25g για εύκολη εφαρμογή στον ρ.σ.



ΕΚΠΤΩΣΗ 10%

Συσκευασία 100 τεμ.	Κωδ.	€*
Miraject PL Super	ø 0,9 mm, μήκους 22 mm	254 214 18,00
Miraject Endo Luer, λεπτές	ø 0,3 mm, μήκους 40 mm	254 222 15,00
Miraject Endo Luer, μεσαίες	ø 0,5 mm, μήκους 40 mm	254 215 15,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

Η ενδοδοντική
θεραπεία
από τη **SEPTODONT**
στο πλάι σας
σε κάθε βήμα!



Canal+ Cream

Κρέμα EDTA για τον καθαρισμό των ριζικών σωλήνων και την απομάκρυνση υπολειμμάτων οδοντίνης.
Σύνθεση: EDTA, PEG

Συσκευασία
με 2 σύριγγες 7,0 g

€63,00

ΕΚΠΤΩΣΗ
10%

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα	Οφέλη
Λιπαντική δράση	Μείωση της τριβής των ενδοδοντικών μικροεργαλείων	Εύκολη προετοιμασία και έμφραξη των ριζικών σωλήνων
Δράση χήλησης	Απομάκρυνση των ανόργανων ουσιών (απομάκρυνση υπολειμμάτων οδοντίνης)	Προετοιμασία και εύκολος καθαρισμός των ριζικών σωλήνων

R4+

Διάλυμα χλωρεξιδίνης 2% για τους ριζικούς σωλήνες.
Σύνθεση: διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης (2%)

Χαρακτηριστικά	Πλεονεκτήματα	Οφέλη
Έχει 2% χλωρεξιδίνη	Επιτρέπει τον καθαρισμό των υπολειμμάτων	Αποτελεσματικό για τον τελικό διακλυσμό ριζικών σωλήνων
Πατενταρισμένος επιφανειοδραστικός παράγοντας	Καλύτερη διείσδυση περιφερικά στους ριζικούς σωλήνες και στους ιστούς	Βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των προϊόντων Ιδανικό ξέβγαλμα και καθαρισμός των ριζικών σωλήνων

BioRoot™ RCS

Μόνιμο εμφρακτικό υλικό των ριζικών σωλήνων
Σύνθεση: υδρόφιλο εμφρακτικό υλικό βασισμένο στο πυριτικό τριασβέστιο
Μακρόχρονη επιτυχία

DENTAPEN

η **ΤΕΛΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ**
για το ιατρείο σας



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Dentapen kit περιλαμβάνει 5 λαβές συμβατικές, 2 τύπου στυλό, 7 θήκες αναισθητικής φύσιγγας, 3 μπαταρίες και 25 προστατευτικά μιας χρήσεως.

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΡΙΓΓΑ
- ΑΣΥΡΜΑΤΗ
- ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
- ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ

€2.400,00

+

ΔΩΡΟ
5 ΚΟΥΤΙΑ
ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT
ΑΞΙΑΣ €75,00

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΤΟ VIDEO



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Καθημερινή εφαρμογή της τοπικής οδοντικής αναισθησίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εργονομική και ελαφριά λαβή 40 gr
- Συμβατή με οποιοδήποτε τύπο βελόνας επιλέξετε
- Δύο διαφορετικές λαβές μας επιτρέπουν να την κρατάμε όπως μια συμβατική σύριγγα ή ως λαβή στυλό
- Ασύρματη, λειτουργεί με μπαταρίες χωρίς πεντάλ ή κονσόλα
- 3 ταχύτητες έγχυσης αναισθητικού για την καλύτερη διαχείριση των ενέσεων σας
- 2 τύποι λειτουργίας (συνεχής ροή ή σταδιακά αυξανόμενη)

Ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις των ασθενών σας: σταθερή ροή για τη μείωση του πόνου, καθυσταστική εμφάνιση.

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας: άνεση και επαναληψιμότητα των ενέσεων σας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αντιστοιχεί στις συνήθειες σας: χωρίς εκπαίδευση, η σύριγγα και η χειρολαβή όπως ενός στυλό, συμβατό με οποιαδήποτε βελόνα.

Αναισθητικά **SEPTODONT** Βελόνες **SEPTOJECT**

Η έξυπνη επιλογή για τη σωστή διαχείριση του οδοντικού πόνου!



Σύνθεση
Υδροχλωρική αρτικήνη 4%
επινεφρίνη: 1:100000



Σύνθεση
Υδροχλωρική αρτικήνη 4%
επινεφρίνη: 1:200000



Σύνθεση
Λιδοκαΐνη 2%
Αδρεναλίνη 1:80000



Σύνθεση Υδροχλωρική
μεπιβακαΐνη 3% χωρίς
αγγειοσυσπαστικό
έκδοχα



ΣΤΑ **10** ΚΟΥΤΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ SEPTOJECT
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €150,00

ΔΩΡΟ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΞΙΑΣ €55,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήλησής των αποθεμάτων



ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Με την αγορά **20** συσκευασιών
MANI GLIDE FINDER
και **MANI JIZAI**

ΕΚΠΤΩΣΗ
25%

ΒΗΜΑ 1

Πρόσβαση και διάνοιξη των ριζικών σωλήνων

Χρησιμοποιείτε για τη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα Jizai Orifice opener (025.14) και παρασκευάστε το μυλικό τμήμα του ριζικού σωλήνα.

Η παρασκευή του μυλικού τμήματος μπορεί να γίνει με Peeso Reamers και Gates Drills.

ΒΗΜΑ 2

Βατότητα

Χρησιμοποιείτε MANI D Finders για να εξασφαλίσετε τη βατότητα των ριζικών σωλήνων.

Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε #12 D Finders πριν τη #15 χειρός ρίνη

Αν τα MANI D Finders δεν αποδίδουν λόγω εναβεστίωσης, χρησιμοποιείτε Glide Finders #10

ΒΗΜΑ 3

Διαμόρφωση διόδου ολίσθησης

Δημιουργήστε τη διόδο στους ριζικούς σωλήνες με #15.02 ρίνη χειρός.

Η #20.02 ρίνη ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατάγματος της ρίζας

ΒΗΜΑ 4

Διαμόρφωση σχήματος ριζικών σωλήνων

Όλες οι ρίνες χρησιμοποιούνται μέχρι το συγκεκριμένο μήκος εργασίας (απλή τεχνική).

Επιτρεπόμενη ταχύτητα μικρομότορ: 500 min⁻¹ ή λιγότερο
Επιτρεπόμενη ροπή: 3.0 N.cm ή λιγότερο

⚠ Προειδοποίηση: Απομακρύνετε τα υπολείμματα από τις ρίνες και εφαρμόστε διακλυσμούς στους ριζικούς σωλήνες όσο χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας. Να μην χρησιμοποιείτε JIZAI III (035.04), αλλά να τελειώσετε με JIZAI II (025.06) σε εξαιρετικά κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες.



JIZAI NiTi Rotary Files

Το σύστημα JIZAI είναι η νεότερη προσθήκη στη σειρά ενδοδοντικών εργαλείων της MANI. Κάθε ρίνη είναι πλήρως θερμικά επεξεργασμένη, με εξαιρετική ευκαμπτικότητα και έχει σχεδιαστεί για να κόβει ομαλά και αποτελεσματικά. Το σχήμα της διατομής και των περιστροφών της βοηθούν στην αποφυγή διατρήσεων και υπερβολικής επεξεργασίας του ριζικού σωλήνα. Κάθε ρίνη μπορεί να καμφθεί εκ των προτέρων και θα διατηρήσει το σχήμα της. Διατίθεται σε μεμονωμένες συσκευασίες μεγέθους ISO των 3 ρινών ή ως μέρος ενός Standard Kit που περιλαμβάνει μια ακολουθία ρινών 25.04, 25.06 και 35.04 που έχουν σχεδιαστεί για ευθείς και ελαφρώς κεκαμμένους ριζικούς σωλήνες. Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία.

Προτεινόμενη ταχύτητα λειτουργίας: 300-500 rpm
Προτεινόμενη ροπή: 1,00-3,00 Ncm



€35,00

Συσκευασία:

- Standard Kit συσκευασία 3 τεμαχίων 025 04/025 06/035 04
Μήκος 25mm
- Διάνοιξη στομίου συσκευασία 3 τεμαχίων 025 .14
Μήκος 18mm
- Μεμονωμένη συσκευασία 3 τεμαχίων 025 .04/ 30 .04/ 035 .04/ 040 .04/ 045 .04/ 050 .04/ 025 .06/ 030 .06/ 035 .06
Μήκος 25mm

MANI Glide Finders

Ρίνες χειρός οι οποίες σχεδιάστηκαν για τη διάνοιξη διόδου και τη δημιουργία διαδρομής ολίσθησης στους ριζικούς σωλήνες. Παρόμοιες με τις D Finders, αλλά αυτές έχουν κοπτική ικανότητα. Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος 08,10,12,15
Μήκος 25mm



€7,50

NEO! Endo Access Diaburs

€2,50



Εξειδικευμένες εγγλυφίδες για πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο ώστε να ξεκινήσει η ενδοδοντική θεραπεία

1. Γίνεται η απομάκρυνση του οδοντικού ιστού και η εισαγωγή στον πολφικό θάλαμο
EA-40: για την παρασκευή κοιλότητας ώστε να υπάρχει πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο. Η μερική επίστρωση διαμαντιού με ασφάλεια και αξιοπιστία κόβει τη συγκεκριμένη περιοχή.

Για την πρόσβαση στον πολφικό θάλαμο και τη διάνοιξη του ριζικού σωλήνα

EA-10: 22mm

EA-L10: 25mm, με την εγγλυφίδα αυτή αποκτούμε ξεκάθαρη εικόνα του πολφικού θαλάμου.

2. Γίνεται η διάνοιξη του ριζικού σωλήνα

EA-13: εύκολη απομάκρυνση της οδοντίνης για την απόκτηση ευθείας πρόσβασης στο ριζικό σωλήνα, καθαρή εικόνα του πολφικού θαλάμου

Rotagerm Ultra

Καθαρισμός και απολύμανση οδοντιατρικών εγγλυφίδων

Διάλυμα έτοιμο για επαγγελματική χρήση.

Χρήση

Διαβροχή, τηρείτε το χρόνο επαφής που συστήνεται για την επιθυμητή αντιμικροβιακή δράση από 5 λεπτά με μέγιστο χρόνο 1 ώρα. Βουρτίστε εάν υπάρχουν εμφανείς ακαθαρσίες.

Ξεπλύνετε τις ιατρικές συσκευές με άφθονο πόσιμο νερό για να απομακρύνετε κάθε ίχνος προϊόντος και οργανικής ακαθαρσίας, και στη συνέχεια σκουπίστε. Ανανεώστε το διάλυμα βυθισμού τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Συσκευασία

Φιάλη των 2 Lt

ΝΕΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ €37,00

- Βακτηριοκτόνο σε 5 λεπτά 20°C (EN1040, EN13727, EN14561).
- Μυκητοκτόνο σε 15 λεπτά, 20°C (EN1275, EN13624, EN14562).
- Δραστικό κατά της φυματίωσης σε 60 λεπτά, 20°C (EN13848, EN14563).
- Δραστικό σύμφωνα με EN 14476 σε 5 λεπτά, 20°C, σε PRV (ιός τύπου HBV), Herpesvirus, BVDV (ιός τύπου HCV, Vaccinia virus).

Επισημαίνουμε ότι οι εγγλυφίδες πρέπει μετά να ξεπλυθούν πολύ καλά με άφθονο νερό και να σκουπιστούν.






Με 10 συσκευασίες
μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ
15%

Με 20 συσκευασίες
μικροεργαλείων και διαμαντιών

ΕΚΠΤΩΣΗ
20%

K-FILES 



Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορί: 15-40
45-80
90-140


Rubber Stopper
21%  25% 
28%  31% 

MEDIUM K-FILES



Μήκος (L): 21,25 mm
Ασσορί: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02


D FINDERS



Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 08, 10, 12, 15
Κωνικότητα: .2

Διατομή 
Rubber Stopper
21%  25% 


FLARE FILES



Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 15-60
Ασσορί: 15-40
Κωνικότητα: .05

Διατομή 
Rubber Stopper
21%  25% 

REAMERS 



Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορί: 15-40
45-80
90-140


Rubber Stopper
21%  25% 
28%  31% 

MEDIUM REAMERS



Μήκος (L): 21,25 mm
Ασσορί: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02

HEDSTROEM-FILES 



Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορί: 15-40
45-80
90-140

Rubber Stopper
21%  25% 
28%  31% 

MEDIUM HEDSTROEM-FILES



Μήκος (L): 21,25 mm
Ασσορί: 12-37
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Κωνικότητα: .02


ENGINE H-FILES 



Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 10-80

Ασσορί: 15-40
45-80

RT FILES




Μήκος (L): 21,25,28,31 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 06-140

Ασσορί: 15-40
45-80
Κωνικότητα: 15-25 (1-2)
30-80 (1-3)

Rubber Stopper
21%  25% 
28%  31% 

FLEXILE FILES



Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 15-40
Ασσορί: 15-40

Διατομή 
Rubber Stopper
21%  25% 

ULTRASONIC FILES



Μήκος (L): 33 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 10-50
Ασσορί: 15-40

Shank Diameter

ULTRASONIC ENDO FILES



Size #25

PASTE CARRIERS 

[FILLERS]




Μήκος (L): 21,25,29 mm
Συσκευασία των 4 τεμαχίων


Μέγεθος: 25-40
Ασσορί: 25-40

GATES DRILLS & PESSO REAMERS

Gates Drills




Pesso Reamers



Μήκος (L): 28,32 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 1,2,3,4,5,6
Ασσορί: 1-6


FLARE FINGER SPREADERS



Μήκος (L): 21,25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 15-40
Ασσορί: 15-40
Κωνικότητα: .05

PLUGGERS & SPREADERS

PLUGGERS



SPREADERS




Μήκος (L): 25 mm
Συσκευασία των 6 τεμαχίων
Μέγεθος: 10-40
Ασσορί: 15-40



Clearfil™ SE Bond 2

Χρυσή Σταθερά. Universal συγκολλητικός παράγοντας 2 σταδίων



Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα

- Καθολικές κλινικές εφαρμογές με το νέο CLEARFIL DC Activator.
- Νέος καταλύτης για ισχυρότερη αντοχή του δεσμού.
- Εξαιρετική, απαρámλλη, μακρόχρονη, στην Ομάδα V, κλινική έρευνα με τα αυτοαδροποιούμενα προϊόντα CLEARFIL (5 χρόνια - 10 χρόνια επανέλεγχος 91% - 100% συγκράτηση).
- Μικρό πάχος φιλμ στις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Ιδανικό συγκολλητικό σύστημα στις ενός σταδίου αποκαταστάσεις (απορροφά την τάση και απομονώνει την οδοντίνη).
- Ιδανική επίστρωση συγκολλητικού παράγοντα για τις άμεσες αποκαταστάσεις.
- Δεν ανακινείται, δεν αναμιγνύεται, δεν απαιτείται τρίψιμο κατά την εφαρμογή του, δεν χρειάζονται πολλαπλές εφαρμογές.
- Το SE Primer 2 επεξεργάζεται αποκαταστάσεις από ζirkόνιο και αλουμίνα.
- Δεν φωτοπολυμερίζεται στο εσωτερικό των έμμεσων αποκαταστάσεων.

Ενδείξεις

- Άμεσες αποκαταστάσεις χρησιμοποιώντας φωτοπολυμεριζόμενη σύνθετη ρητίνη.
- Επικάλυψη της κοιλότητας ως προεπεξεργασία για τις έμμεσες αποκαταστάσεις.
- Θεραπεία των εκτεθειμένων ριζικών επιφανειών.
- Θεραπεία δοντιών με ευαισθησία.
- Ενδοστοματική επιδιόρθωση σπασμένων αποκαταστάσεων.
- Συγκόλληση αξόνων χρησιμοποιώντας διπλού ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβαμάτων.
- Ανασύσταση κολοβαμάτων χρησιμοποιώντας φωτο-, διπλού- ή χημικού πολυμερισμού υλικό κολοβαμάτων.
- Συγκόλληση ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών και όψεων χρησιμοποιώντας ρητινώδεις κόνιες.

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων



€130,00

Με αγορά 1 συγκολλητικού παράγοντα
Clearfil SE Bond 2 EU 3270

ΔΩΡΟ

1 ρητίνη Clearfil Majesty™ Esthetic
σε αποχρώσεις A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, H0, E, O6,
XL, OA2, OA3, OA4, T, AM
αξίας €46,15



APICO Εργαλεία

Με την αγορά 5 εργαλείων, **έκπτωση 10%**
Με την αγορά 9 εργαλείων, **έκπτωση 20%**

Ελαφρά, με χρωματιστές λαβές, με λεπτά, γωνιώδη ενεργά άκρα εργασίας για θεραπείες ακρορριζεκτομής / ανάστροφης έμφραξης ριζικού σωλήνα.
Οι διαφορετικές γωνίες εξασφαλίζουν την ιδανική προσέγγιση σε κάθε ανατομική περίπτωση.



€47,00 **3635-1** Μικρο περιοδοντική μήλη, διπλού άκρου, άκρα εργασίας 45° / 90°



€47,00 **3635-2** ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΕΜΦΡΑΞΗ
Ρέτρο εργαλείο, σφαιρικό 1.5mm, ευθεία σπάτουλα



€47,00 **3635-3** Ρέτρο εργαλείο, σφαιρικό 1.5mm, κεκαμμένη σπάτουλα



€47,00 **3635-4** Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 130° γωνία



€47,00 **3635-5** Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 130° γωνία



€47,00 **3635-6** Μικρο ρέτρο εργαλείο, σφαιρικός συμπτυκωτήρας 0.8 / συμπτυκωτήρας 0.5mm, 65° γωνία

ULTRA Εργαλεία σύνθετων ρητινών

Η μαύρη ULTRA επίστρωση είναι εξαιρετικά σκληρή και ανθεκτική στη χάραξη, συγκρινόμενη με τα συνήθη εργαλεία. Η λεία και αντιθαμβωτική επιφάνεια παρεμποδίζει την αντανάκλαση του φωτός και κολλάει σ' αυτή λιγότερο η σύνθετη ρητίνη. Η επίστρωση δεν αντιδρά με τα καθαριστικά διαλύματα ή κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης, λόγω των χημικών χαρακτηριστικών της.

Με την αγορά 2 εργαλείων, **έκπτωση 10%**
Με την αγορά 3 εργαλείων, **έκπτωση 15%**



€56,00 **4085-01Ti** Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 1,8/1,5 mm, με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-02Ti** Σπάτουλα σύνθετης ρητίνης, λεπτή, 2,9/2,7 mm, με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-03Ti** Συμπτυκωτήρας σύνθετης ρητίνης σχήματος αχλαδιού, 1,5/2,0 mm, με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-04Ti** Διαμορφωτής μαστικής επιφάνειας σύνθετης ρητίνης / στίλβωσης, 1,8/1,8 mm, με εναλλασσόμενα άκρα, με το ένα άκρο γωνιώδες, ειδικά για άπω επιφάνειες



€56,00 **4085-05Ti** Σφαιρικός συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 0,9/1,3 mm, με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-06Ti** Σφαιρικός συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 2,1/1,3 mm, επίπεδος με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-07Ti** Συμπτυκωτήρας σύνθετων ρητινών, 1,6/2,5 mm, με εναλλασσόμενα άκρα



€56,00 **4085-08Ti** Σπάτουλα σύνθετων ρητινών, 1,7/1,7 mm, με εναλλασσόμενα άκρα, ειδικά στα μεσοδόντια διαστήματα εγγύς/άπω

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

Ρητίνες CLEARFIL™

Clearfil™ Majesty Posterior

Ο πρωτεργάτης για αξιόπιστες οπίσθιες Αποκαταστάσεις



€51,00
4+1
ΔΩΡΟ

Τελική τιμή
με την προσφορά
€40,81

- Αντοχή στη θλίψη: 504 MPa,
- Αντοχή στην κάμψη: 177 MPa),
- Μακροβιότητα αποκαταστάσεων,
- Μεγάλο βάθος πολυμερισμού, χαμηλή συστολή πολυμερισμού (1,5%)
- Χαμηλός συντελεστής θερμικής διαστολής

Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:
A2, A3, A3.5, B2, XL, OA3

Clearfil™ Majesty Esthetic



€46,15
3+1
ΔΩΡΟ

Τελική τιμή
με την προσφορά
€34,61

Μια φωτοπολυμεριζόμενη, διεθνής σύνθετη ρητίνη που περιέχει **75% ενισχυτικές ουσίες**. Λειτουργεί καλύτερα όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο στίλβωσης και αισθητική, εξαιτίας της απλοποιημένης τεχνικής στίλβωσης και της υψηλής ικανότητας στιλπνότητας.

Σύριγγα 4.9gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C3, HO, E, OC, XL, OA2, OA3, OA4, T, AM

Clearfil™ Majesty ES Flow



€37,90

- Εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό ενισχυτικών ουσιών 75% κ. β. (59% κ. ο.) και χαμηλό ιξώδες
- Υψηλή αντοχή στην στιλπνότητα
- Εξαιρετική λάμψη, φωτεινότητα της αποκατάστασης
- Μικρή συστολή πολυμερισμού και υψηλές μηχανικές ιδιότητες (αντοχή, αντίσταση στην αποτριβή, μακροβιότητα αποκατάστασης)
- Πολλαπλές χρήσεις, συμπεριφέρεται όπως μια διεθνής σύνθετη ρητίνη
- Εξαιρετική σύσταση (κατάλληλη ρευστότητα, δεν ρέει ή κολλά κατά την εφαρμογή της εξαιτίας της ειδικής σύριγγας)
- Εύχρηστη (δίδως φουσκάλες και ελεγχόμενη η χρήση της) με την ολοκαίνουργια σύριγγα διανομής
- Μεγάλη συλλογή αποχρώσεων για πολλαπλές χρήσεις

Με την αγορά
4 ρητίνων Clearfil™
Majesty ES Flow
ΔΩΡΟ
2 ρητίνες Clearfil
Majesty ES-2
Universal U (1,2 gr)
συνολικής αξίας
€44,20

ΜΕΣΑΙΟ
ΙΞΩΔΕΣ

Σύριγγα 2.7gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, KA6, B1, B2, XW, W, A2D, A3D

Clearfil™ Majesty ES-2 Classic



€43,00

Classic

- Μονοχρωματική αποκατάσταση
- Αποκλειστική ιδιότητα της διάχυσης του φωτός (Τεχνολογία της Διάχυσης του φωτός Kuraray Noritake)
- Φυσικός φθορισμός
- Περιεχόμενο ενισχυτικών ουσιών 66% κ.ο. (78% κ.β.)
- Αποχρώσεις σύμφωνα με το χρωματολόγιο της VITA
- Εύκολη διαμόρφωση της αποκατάστασης
- Ίδια απόχρωση πριν και μετά τον φωτοπολυμερισμό
- Χρόνος εργασίας 4.5 λεπτά στο φυσικό φως
- Εξαιρετες στιλβωτικές ιδιότητες

Σύριγγα 3.6gr

Αποχρώσεις:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, XW, W

Σύριγγα 1.8gr

Αποχρώσεις:
Clear, Blue, Gray, Amber

€26,30



Αντιστοίχιση με αποχρώσεις VITA

Με την αγορά 2 ρητίνων Clearfil™ Majesty ES-2 Classic
ΔΩΡΟ μία συσκευασία
Clearfil™ Universal Bond Quick 1ml, αξίας €21,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων

ΕΞΥΓΙΝΗ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 UNIVERSAL αποχρώσεις

Φωτοπολυμεριζόμενη, ακτινοσκιερή σύνθετη ρητίνη που παρέχει ακριβή απόδοση των χρωμάτων, υψηλή στιλβωσιμότητα και εξαιρετικές φυσικές ιδιότητες, καθιστώντας την ιδανική τόσο για τις πρόσθιες όσο και για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις. Έχει κατασκευαστεί με ιδανικό ιξώδες, εξασφαλίζοντας εύκολο χειρισμό και τοποθέτηση. Οι αποχρώσεις CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal, παρέχουν εξοικονόμηση χρόνου και απλοποιημένα μέσα για την πραγματοποίηση αισθητικών, ισχυρών και μακρόχρονων αποκαταστάσεων.

ΑΠΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ




€43,00
Σύριγγα 3.6gr
**3+1
ΔΩΡΟ**

Τελική τιμή με την προσφορά
€32,35



Απόχρωση για τις οπίσθιες αποκαταστάσεις




Αποχρώσεις για τις πρόσθιες αποκαταστάσεις



ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο BLOCKER
(Τεχνολογία της διάχυσης του φωτός)

CLEARFIL™ Universal Bond Quick



5ml = 250+ εφαρμογές

Ο CLEARFIL™ Universal Bond Quick συνδυάζει το αυθεντικό μονομερές 10-MDP με το νέο υδρόφιλο μονομερές αμιδίου, βασικό παράγοντα στην ανάπτυξη της τεχνολογίας της «άμεσης συγκόλλησης».

Έτσι ο συγκολλητικός παράγοντας διεισδύει αμέσως στην υγρή οδοντίνη, την εμφράσσει ερμητικά

και δεν αφήνει ελεύθερους πόρους. Μπορεί να συνδυαστεί με την PANAVIA SA Cement UNIVERSAL ή το CLEARFIL™ DC Core Plus ως αυτοπολυμεριζόμενο ή φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό σύστημα.

EU 3572
€82,50
5ml

ΕΚΠΤΩΣΗ **10%**



ΔΩΡΟ

Μία ρητίνη Clearfil™
Majesty ES-2 Universal U (1,2 gr)

Συνολική έκπτωση
€30,35

Όλες οι ενδείξεις, ένας συγκολλητικός!



Άμεσες αποκαταστάσεις



Συγκόλληση άξονα/
Ανασύσταση κολοβώματος



Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων



Ενδοστοματική επιδιόρθωση

Εργονομική συσκευασία - Άνοιγμα με το ένα χέρι



Λόγω της τεχνολογίας της άμεσης συγκόλλησης η πιθανότητα επιμόλυνσης με τη νέα συσκευασία ελαχιστοποιείται ακόμη περισσότερο



ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ-ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΑ

Μιχαλακοπούλου 157, Γουδή 115 27

Τηλ.: 210 7716.416, 210 7751.000, Fax: 210 7711.100

e-mail: info@tsaprazis.gr, www.tsaprazis.gr

